
























SYMBOL	ZNACZENIE
	CE z numerem jednostki notyfikowanej – potwierdzenie spełnienia norm UE
	wytwórca
	data wytworzenia
	wyrób jałowy (sterylny); wysterylizowany parą wodną w nadciśnieniu
	wyrób jałowy (sterylny); wysterylizowany tlenkiem etylenu
	wyrób jałowy (sterylny); wysterylizowany radiacyjnie
	wyrób jałowy (sterylny); bez podania metody sterylizacji, gdy może być różna metoda
	wyrób niejałowy (niesterylny)
	numer serii
	termin przydatności wyrobu do użycia
	wyrób jednorazowego użytku
	nie sterylizować ponownie
	nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone
	wyrób niedopuszczony do kontaktu z żywnością
	wyrób dopuszczony do kontaktu z żywnością
	chronić przed światłem słonecznym
	przechowywać w suchym miejscu
	ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
	informacja o zawartości lateksu w wyrobie
	informacja o braku lateksu w wyrobie
	wyrób zapewnia ochronę przed mikroorganizmami (na rękawicach)
	wyrób zapewnia ograniczoną ochronę przed substancjami chemicznymi (na rękawicach)
	konieczność zapoznania się z dołączoną do wyrobu ulotką / instrukcją użycia



wilgotność względna przechowywania



„Zielony punkt” oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych



informacja o surowcu z jakiego wykonane jest dane opakowanie




wyrzucić do kosza



wyrób jest apyrogenny



prać ręcznie



maksymalna temperatura prania 40°C



suszyć w pozycji pionowej



nie prasować



nie chlorować (wybielać)



nie czyścić chemicznie



dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze



nie stosować bielenia



„łapki” pokazują z której strony należy otwierać opakowanie




tą stroną do góry – pokazuje sposób ułożenia wyrobu w trakcie transportu



obchodzić się ostrożnie z wyrobem

KJ

kontrola jakości – miejsce na pieczęć przebytej kontroli



numer rejestracyjny dla Ukrainy – informuje od kiedy wyrób jest zarejestrowany



numer rejestracyjny dla Rosji – informuje od kiedy wyrób jest zarejestrowany

Per. № ФСЗ 2012/12667
от 22.08.2012 г.